

NetProfiler Online Key Features & System Requirements

NetProfiler Online also known as NetProfiler 4 is a cloud-based profiling solution designed to ensure the accuracy and consistency of X-Rite's spectrophotometers by applying device-specific corrections. The system enables remote calibration, reporting, and seamless integration with supported devices.

*Note: A **My X-Rite** account is required to log in and run the NetProfiler desktop version.*

URL: <https://netprofiler-online.xrite.com>

Key Features	
Supported Devices	eXact, eXact 2, eXact XP, Ci62, Ci62S, Ci62L, Ci64, Ci64L, Ci64UV, Ci7500, Ci7510, Ci7520, Ci7530, Ci7600, Ci7602, Ci7610, Ci7630, Ci7800, Ci7802, Ci7810, Ci7820, Ci7830, Ci7860, Ci7861, Ci7862, Ci7880
Validate device	✓
Generate New Profile	✓
Reload Profile	✓
Supported Languages	English, Spanish, German, French, Italian, Chinese (Simplified), and Japanese.

System Requirements

Component	Description
Supported Browsers	Google Chrome, Microsoft Edge, and Mozilla Firefox (latest versions).
Device Connectivity	Via X-Rite Device Bridge . See <i>system requirements below</i> .
Internet Connection	Requires a stable internet connection (min. 5 Mbps) for optimal performance.

URL Access Requirements

Ensure the following URLs are whitelisted and accessible on the client machine for the application to function properly during runtime.

Service	URL
NetProfiler Online	https://netprofiler-online.xrite.com
Authentication (SSO)	https://account.xrite.com
X-Rite Link	https://link.xrite.com

All URLs connections are secured through HTTPS on the default port (443), ensuring data is encrypted.

X-Rite Device Bridge

NetProfiler Online relies on the Device Bridge application to establish communication between the system and measurement instruments.

[Software Download Link](#)

Minimum System Requirements for installing X-Rite Device Bridge

Component	Requirement
Processor	12th Generation Intel Core i5 (3.2 GHz)
RAM	4GB
Operating System	Windows® 10, Windows® 11
Hard Disk Space	5GB free space
Device Connectivity	Device Cord, Bluetooth (eXact1), Wi-Fi (eXact2)
Port	100 (default), can be changed.

NetProfiler Online - Hauptfunktionen und Systemanforderungen

NetProfiler Online (auch: NetProfiler 4) ist ein Cloud-basiertes Profiliersystem, das durch gerätespezifische Korrekturen die Genauigkeit und Präzision Ihrer X-Rite Spektralphotometer garantiert. Sie können Geräte in Ihr System integrieren, remote Kalibrierungen durchführen und Berichte erstellen.

Hinweis: Für die Anmeldung und Ausführung von NetProfiler Online müssen Sie ein „Mein X-Rite“-Konto haben.

URL: <https://netprofiler-online.xrite.com>

Hauptmerkmale	
Unterstützte Geräte	eXact, eXact 2, eXact XP, Ci62, Ci62S, Ci62L, Ci64, Ci64L, Ci64UV, Ci7500, Ci7510, Ci7520, Ci7530, Ci7600, Ci7602, Ci7610, Ci7630, Ci7800, Ci7802, Ci7810, Ci7820, Ci7830, Ci7860, Ci7861, Ci7862, Ci7880
Gerät validieren	✓
Neues Profil erstellen	✓
Profil neu laden	✓
Sprachen:	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch (Simplified und Traditional)

Systemanforderungen

Komponente	Beschreibung
Unterstützte Browser	Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla Firefox (in den neuesten Versionen).
Geräteverbindung	Über X-Rite Device Bridge . <i>Siehe nachfolgende Systemanforderungen.</i>
Internetverbindung	Stabile Internetverbindung mit mind. 5 Mbps für optimale Leistung.

Anforderungen für URLs

Achten Sie darauf, dass die folgenden URLs auf der Whitelist stehen und dass der Client-Computer mit der Anwendung darauf zugreifen kann.

Service	URL
NetProfiler Online	https://netprofiler-online.xrite.com
Authentifizierung (SSO)	https://account.xrite.com
X-Rite Link	https://link.xrite.com

Alle URL-Verbindungen sind durch HTTPS am Standardport (443) geschützt, damit die Daten verschlüsselt sind.

X-Rite Device Bridge

NetProfiler Online verwendet die X-Rite Device Bridge, um die Kommunikation zwischen System und Gerät herzustellen.

[Download-Link für Software](#)

Mindestanforderungen für die Installation der X-Rite Device Bridge

Komponente	Anforderungen
Prozessor	Intel Core i5 mit mind. 3,2 GHz (12. Generation)
RAM	4 GB
Betriebssystem	Windows® 10, Windows® 11
Freier Festplattenspeicher	5 GB freier Festplattenplatz
Geräteverbindung	Anschlußkabel, Bluetooth (eXact 1), Wi-Fi (eXact 2)
Port	Standardeinstellung 100 (kann geändert werden)

Características principales de NetProfiler Online y requisitos del sistema

NetProfiler Online, también conocido como NetProfiler 4, es una solución para creación de perfiles basada en la nube y diseñada para garantizar la exactitud y la coherencia de los espectrofotómetros de X-Rite mediante la aplicación de correcciones específicas de los dispositivos. El sistema permite la calibración remota, la generación de informes y la integración perfecta con los dispositivos compatibles.

Nota: Se necesita una cuenta Mi X-Rite para iniciar sesión y ejecutar la versión de NetProfiler Online.

URL: <https://netprofiler-online.xrite.com>

Funciones principales	
Dispositivos compatibles	eXact, eXact 2, eXact XP, Ci62, Ci62S, Ci62L, Ci64, Ci64L, Ci64UV, Ci7500, Ci7510, Ci7520, Ci7530, Ci7600, Ci7602, Ci7610, Ci7630, Ci7800, Ci7802, Ci7810, Ci7820, Ci7830, Ci7860, Ci7861, Ci7862, Ci7880
Validar dispositivo	✓
Generar nuevo perfil	✓
Recargar perfil	✓
Idiomas compatibles	Inglés, español, alemán, francés, italiano, chino (simplificado) y japonés.

Requisitos del sistema

Componente	Descripción
Navegadores compatibles	Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox (versiones más recientes).
Conectividad del dispositivo	Por medio de X-Rite Device Bridge. <i>Consulte los requisitos del sistema a continuación.</i>
Conexión a Internet	Necesita una conexión a Internet estable (mín. 5 Mbps) para un rendimiento optimizado.

Requisitos de acceso a la URL

Asegúrese de que las siguientes URL estén en la lista blanca y sean accesibles en la máquina cliente para que la aplicación funcione correctamente durante el tiempo de ejecución.

Servicio	Dirección URL
NetProfiler Online	https://netprofiler-online.xrite.com
Autenticación (SSO)	https://account.xrite.com
X-Rite Link	https://link.xrite.com

Todas las conexiones de URL están protegidas por medio de HTTPS en el puerto predefinido (443), lo que garantiza que los datos estén cifrados.

X-Rite Device Bridge

NetProfiler Online depende de la aplicación Device Bridge para establecer la comunicación entre el sistema y los instrumentos de medición. [Enlace de descarga del software](#)

Requisitos mínimos del sistema para instalar X-Rite Device Bridge

Componente	Requisito
Procesador	Intel Core i5 de 12.ª generación (3,2 GHz)
RAM	4 GB
Sistema Operativo	Windows® 10, Windows® 11
Espacio en disco duro	5 GB de espacio libre
Conectividad del dispositivo	Cable del dispositivo, Bluetooth (eXact 1), Wi-Fi (eXact 2)
Puerto	100 (predefinición), se puede cambiar.

NetProfiler Online - Fonctionnalités clés et configuration système requise

NetProfiler Online, également appelé NetProfiler 4, est une solution de caractérisation basée sur le cloud et conçue pour garantir la précision et la cohérence de vos spectrophotomètres X-Rite en appliquant des corrections propres à chaque périphérique. Le système s'intègre de façon transparente aux périphériques pris en charge et propose des fonctionnalités d'étalonnage à distance et de création de rapports.

*Remarque : Vous devez disposer d'un compte **My X-Rite** pour vous connecter et exécuter NetProfiler Online.*

URL : <https://netprofiler-online.xrite.com>

Caractéristiques clés	
Instruments pris en charge	eXact, eXact 2, eXact XP, Ci62, Ci62S, Ci62L, Ci64, Ci64L, Ci64UV, Ci7500, Ci7510, Ci7520, Ci7530, Ci7600, Ci7602, Ci7610, Ci7630, Ci7800, Ci7802, Ci7810, Ci7820, Ci7830, Ci7860, Ci7861, Ci7862, Ci7880
Valider le périphérique	✓
Générer un nouveau profil	✓
Recharger le profil	✓
Langues prises en charge	Anglais, allemand, chinois (simplifié), espagnol, français, italien et japonais.

Configuration système requise

Composant	Description
Navigateurs pris en charge	Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox (dernières versions).
Connectivité du périphérique	Via X-Rite Device Bridge . Voir la configuration système requise ci-dessous.
Connexion Internet	Nécessite une connexion Internet stable (5 Mbits/s au minimum) pour des performances optimales.

Exigences concernant l'accès aux URL

Assurez-vous que les URL suivantes sont autorisées et accessibles sur la machine cliente pour que l'application fonctionne correctement.

Service	URL
NetProfiler Online	https://netprofiler-online.xrite.com
Authentification (SSO)	https://account.xrite.com
X-Rite Link	https://link.xrite.com

Toutes les connexions URL sont sécurisées via HTTPS sur le port par défaut (443), garantissant ainsi le chiffrement des données.

X-Rite Device Bridge

NetProfiler Online s'appuie sur l'application Device Bridge pour établir la communication entre le système et les instruments de mesure.

[Lien de téléchargement du logiciel](#)

Configuration système requise pour installer X-Rite Device Bridge

Composant	Exigence
Processeur	Intel Core i5 de 12e génération (3,2 GHz)
Mémoire RAM	4 Go
Système d'exploitation	Windows® 10, Windows® 11
Espace disque dur	5 Go d'espace disque disponible
Connectivité du périphérique	Cordon du périphérique, Bluetooth (eXact 1), Wi-Fi (eXact 2)
Port	100 (par défaut), peut être modifié.

Caratteristiche principali di NetProfiler Online e requisiti di sistema

NetProfiler Online, noto anche come NetProfiler 4, è una soluzione di profilatura basata su cloud progettata per garantire l'esattezza e la coerenza degli spettrofotometri X-Rite applicando correzioni specifiche dei dispositivi. Il sistema consente la calibrazione remota, la creazione di report e l'integrazione ininterrotta con i dispositivi compatibili.

Nota: È necessario un account Mia X-Rite per accedere ed eseguire la versione di NetProfiler Online.

URL: <https://netprofiler-online.xrite.com>

Funzioni principali	
Dispositivi compatibili	eXact, eXact 2, eXact XP, Ci62, Ci62S, Ci62L, Ci64, Ci64L, Ci64UV, Ci7500, Ci7510, Ci7520, Ci7530, Ci7600, Ci7602, Ci7610, Ci7630, Ci7800, Ci7802, Ci7810, Ci7820, Ci7830, Ci7860, Ci7861, Ci7862, Ci7880
Convalida dispositivo	✓
Crea nuovo profilo	✓
Ricarica profilo	✓
Lingue supportate	Inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, cinese (semplificato) e giapponese.

Requisiti di sistema

Componenti	Descrizione
Browser compatibili	Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox (versioni più recenti).
Connettività del dispositivo	Tramite X-Rite Device Bridge <i>Vedi i requisiti di sistema di seguito.</i>
Connessione a Internet	Necessita una connessione Internet stabile (min. 5 Mbps) per prestazioni ottimali.

Requisiti di accesso URL

Assicuratevi che i seguenti URL siano inseriti nella whitelist e accessibili sul computer client affinché l'applicazione funzioni correttamente durante l'esecuzione.

Assistenza	URL:
NetProfiler Online	https://netprofiler-online.xrite.com
Autenticazione (SSO)	https://account.xrite.com
X-Rite Link	https://link.xrite.com

Tutte le connessioni URL sono protette tramite HTTPS sulla porta predefinita (443), garantendo la crittografia dei dati.

X-Rite Device Bridge

NetProfiler Online si basa sull'applicazione Device Bridge per stabilire la comunicazione tra il sistema e gli strumenti di misurazione.

[Collegamento per scaricare il software](#)

Requisiti minimi di sistema per l'installazione di X-Rite Device Bridge

Componenti	Fabbisogno
Processore	Intel Core i5 di 12a generazione (3,2 GHz)
RAM	4 GB
Sistema operativo	Windows® 10, Windows® 11
Spazio sul disco rigido:	5 GB di spazio libero
Connettività del dispositivo	Cavo del dispositivo, Bluetooth (eXact 1), Wi-Fi (eXact 2)
Porta	100 (Impostazione predefinita), il valore può essere modificato.